

# Dikey Jel Sistemler

## SEÇİM KILAVUZU



|                                                                                                 | OMNIPAGE MINI SİSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OMNIPAGE MINI GENİŞ SİSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini formatta 1-4 el döküm jeli ve 2 adede kadar prekast jel çalıştırın</li><li>• Kayar kelepçe tertibatı, hızlı kurulum süreleri ve sızdırmaz çalışma sağlar</li><li>• Kırılgan jellerin zaman alıcı transferini ortadan kaldırarak hem jel döküm hem de çalıştırma için kesici uç</li><li>• Verilerin hızlı geri dönüşü için modüler tasarım, PAGE, 2-D ve blotting'in bir iş günü</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini geniş format, 2 mini jelin etkili bir şekilde kullanılmasına izin verir.</li><li>Jelden jelle için tek bir jel içinde karşılaştırılır</li><li>Tekrarlanabilirlik</li><li>• 1-2 el döküm jeli çalıştırın; 20 &gt; olan kullanıcılar için mükemmel</li><li>Karşılaştırılacak ve çözülecek örnekler</li><li>• Eşit basınçlı vida sistemi jel sızıntısını önler</li><li>• 2x 7cm IPG şeritlerini veya 2x 8cm kılcal boruyu çözerek pI (izoelektrik nokta) ayrımını hız ile birleştirin</li><li>özel 2-D jel taraklar ve plakalar kullanılarak jel başına jeller</li><li>• Bir günde üç teknik uygulayabilme: IEF, PAGE ve blotting</li></ul> |
| Ünite Boyutları (w x l x h)                                                                     | 19 x 13 x 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 x 16 x 16cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktif Jel Boyutları (w x l)                                                                     | 8 x 8.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 x 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Örnek Kapasitesi                                                                                | PAGE: 80 örnek, 20/jel<br>Blot: 4 blots<br>2D: 10 tüp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGE: 192 örnek, 48/jel<br>Blot: 4 blots<br>2D: 10 tüp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tank Tampon Hacmi                                                                               | Min 250ml; Max 1200ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min 600ml; Max 2800ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uygun Jel Formatları                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prekast                                                                                         | Ticari 10x10cm ve 10x8cm (W x H) prekast jeller: e.g. IDGel™, SERVA, Thermo and Invitrogen, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eldökümü                                                                                        | OmniPAGE VS10 cam plaklar el dökümü jeller için yapıştırılmış ara parçali veya ara parçasız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VS10W düz ve çentikli cam plakalar, el döküm jeller için yapıştırılmış ara parçali veya ara parçasız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entegre ve Modüler Elektrobloiting Uyumlu Transfer Sistemleri                                   | OmniPAGE Mini CVS10CBS, CVS10CBS-HI ve CVS10CES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OmniPAGE Mini Wide VS10WCBS ve VS10WCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bağımsız Islak Tank Transferi                                                                   | SB10 ve EBM10, 4- ve 5-blot transfer sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SB10W ve EBM20, 4- ve 5-blot transfer sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yarı-kuru                                                                                       | SD10 10x10cm ve SD20 20x20cm for 1x ve 4x blots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SD20 20x20cm for 2x blots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektroforez Sistemleri                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Standart                                                                                      | 2-jelli sistem (4 jel çalışılabilir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-jelli sistem (4 jel çalışılabilir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • Prekast (sadece tank, kapak ve çalışma kılavuzu)                                              | CVS10PRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Şeritdöküm (cam plaklar içerir)                                                               | CVS10D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VS10WD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Eldöküm (döküm kabı ve cam plaklar ile)                                                       | CVS10DSYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VS10WDSYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (döküm sırasında tankta 2 jel çalıştırmak için aynı anda ekstra döküm standı ve plakaları ile ) | CVS10DSYS-CU<br>CVS10TETRAD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VS10WDSYS-CU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |