



gelPRO	chemiLITE	chemiPRO	chemiPRO XS 6/9	chemiPRO XL 6/9
gelPRO floresan sistem ve görünür uygulamalar için otomatize edilmiş bir sistemdir. Onun 5m piksel kamerası ile, inanılmaz mekansal ortamlar ile olağanüstü çözünürlükte görüntüler elde etmek mümkündür. gelPRO kemilüminesans blotları yakalamak için upgrade edilebilir.	chemiLITE, hassas soğutmalı CCD kamerası, daha doğru protein ölçümü için filmde daha geniş bir dinamik aralık sağlar.	chemiPRO, floresan, görünür, kemilüminesans ve çoğullama jeli ve blot görüntü alımı ve analizi dahil olmak üzere tüm gereksinimler için eksiksiz bir çözüm sunan hassas, yüksek çözünürlüklü, uygun fiyatlı bir görüntüleme sistemidir.	Sınıfın en iyisi olan chemiPRO XS kemilüminesans görüntüleme sistemi, her türlü jel veya blot görüntüleme gereksinimi için eksiksiz bir çözüm sunar. HI-LED RGBIR modülü ayrıca çoğullama ve in vivo görüntülemeye olanak tanır.	chemiPRO XL, 9 MP, 27 efektif MP soğutmalı CCD kamerası ile sınıfın en iyisi görüntüleme sistemimizdir. Bu sistem, yaşam bilimleri laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan her türlü görüntüleme uygulaması için mükemmel bir tespit ve analiz sağlar.
5 MP	4 MP	4 MP	6 MP 9.1 MP	6 MP 9.1 MP
12/16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit
3.6/4.8 OD	4.8 OD	4.8 OD	4.8 OD	4.8 OD
F1.2	F0.95	F1.2	F0.95	F0.8
32 x 24	11 x 8	Max: 30.5 x 22.7 Min: 5.0 x 3.8	Max: 15 x 12 Min: 10 x 8	Max: 34.5 x 27.6 Max: 15.6 x 12.5
7		7	7	7
84 x 57 x 45	44 x 37.5 x 43	84 x 57 x 45	64 x 40 x 52	99 x 57 x 55
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓