

Jel Dökümantasyon Sistemleri

SEÇİM KILAVUZU



	microDOC	omniDOC	gelLITE	gelONE
	microDOC, bağımsız jel görüntüleme sistemidir. UV ile kombinasyon Transilluminatörler jel için uygun fiyatlı bir çözüm sunar Olmadan görüntüleme 24,1 MP sayesinde çözünürlükten ödün veriyor kamera.	omniDOC, uygun fiyata yüksek performanslı jel dokümantasyonu ve analizi sunan modüler bir jel dokümantasyon sistemidir	gelLITE ekonomik ve etkili bir görüntüleme platformudur. 5 mega piksel, 16 bit sensöre sahip olup, devasa 65.535 gri tonlama sunar. laboratuvar rutin görüntüleme, Araştırma düzeyinde veri toplama ve doğru nicel analiz.	gelONE, sezgisel bir dokunmatik ekran aracılığıyla otomatik jel görüntüsü alma özelliğine sahip, kullanıcı dostu jel dokümantasyon sistemidir Arayüz herhangi bir laboratuvar için uygundur.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ				
Görsel Çözünürlüğü	24.1 MP	5 MP	5 MP	5 MP
Bit Derinliği	8/14 Bit colour	12 Bit	12/16 Bit	12/16 Bit
Dinamik Aralık			3.6/4.8 OD	3.6/4.8 OD
Lens	F3.5-3.6	F1.2	F1.4	F1.2
Numune Ölçüsü (cm)	20 x 20	20 x 26	20 x 20	20 x 24
Filtre Pozisyonu	2	1	1	1
Boyutlar (cm)	51 x 30 x 35	41 x 40 x 57	62 x 37.5 x 40	75 x 31 x 45
UYGULAMALAR				
DNA Jelleri	UV Transilluminator ile	✓	✓	✓
Protein Jeller	Beyaz Işık Masası ile	✓	✓	✓
Floresans	UV Transilluminator ile	✓	✓	✓
Kolorimetrik Tespit	Beyaz Işık Masası ile	✓	✓	✓
Kemilüminesans				
Multipleks Görüntüleme				
Kızılötesi Floresans				
ÖZELLİKLER				
Görsel Yakalama Yazılımı	Camera üzerinde	✓	✓	✓
Analiz Yazılımı	isteğe bağlı	isteğe bağlı	✓	✓