

Yatay Jel Sistemleri Seim Rehberi



	MSMINI	MSMIDI	MSCHOICE	MSCHOICEST
	Kısıtlama sindirimi veya PCR sonrasında hızlı numne kontrolleri için. MSMINI 64 numuneye kadar ayırma için ekonomik bir seçimdir.	MSMINI ile aynı çalışma uzunluklarına sahiptir ancak 100'e kadar örnek içerir.	Rutin agaroz elektroforezi için mükemmel sistem. Daha hızlı yükleme için çok kanal uyumlu tarak seçenekleriyle 210'a kadar örnek yüklenebilir.	Kullanıcıya daha fazla çok yönlülük sağlamak için MSCHOICE ile karşılaştırıldığında artırılmış örnek kapasitesi veya geçiş uzunluğu sağlar.
Birim Ölçüler (w x l x h)	9 x 21 x 9cm	12.5 x 22 x 9cm	17.5 x 26.5 x 9cm	17.5 x 41 x 9cm
Aktif Jel ölçüsü (w x l) / Uygun Jel Tray	7x7cm / MS7-UV7 7x10cm / MS7-UV10	10x7cm / MS10-UV7 10x10cm / MS10-UV10	15x7cm / MS15-UV7 15x10cm / MS15-UV10 15x15cm / MS15-UV15	15x20cm / MS15- UVST20 15x25cm / MS15- UVST25
Örnek Kapasitesi†	32 (7x7cm); 1-64 (7x10cm)	1-50 (10x7cm); 1-100 (10x10cm)	1-70 (15x7cm); 1-140 (15x10cm); 1-210 (15x15cm)	1-280 (15x20cm); 1-350 (15x25cm)
Tank Tampon Hacmi	225ml	300ml	500ml	1000ml
Mevcut tarak; İncelik Dış Sayısı	0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16	0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 1, 2, 4, 8, 10MC, 12, 16, 20, 25	0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 1, 2, 4, 10, 10MC, 12, 14MC, 16MC, 18MC, 20, 28MCSS, 30MCSS, 35	0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 1, 2, 4, 10, 10MC, 12, 14MC, 16MC, 18MC, 20, 28MCSS, 35
Tampom Devirdaimi	Hayır	Hayır	Yüksek gerilim uygulamaları veya uzatılmış çalışmalar için önerilir. 2 tampon devirdaim portuna sahip değiştirilmiş kapak gerektirir. Aşağıdaki parça numaralarına göre sipariş mümkündür. MS15LID-BP	MS15STLID-BP
Sağlanan Tak- Çalıştır Döküm Barajları	Evet , 1 çift	Evet, 1 çift	Evet, 1 çift	Evet, 1 çift
Fleksi Dökme Kabı Seçenekleri & Tray Kapasitesi	MS7/10-FC: 1 tray MS15/20-FC: 2 trayler* MS26-FC: 3 trayler*	MS7/10-FC: 1 tray MS15/20-FC: 1 tray MS26-FC: 3 trayler*	MS15/20-FC: 1 tray MS26-FC: 1 tray	MS15/20-FC: 1 tray MS26-FC: 3x 7cm'e kadar trayler
Tipik Çalışma Şartları	80V, 45-60 dakika	90V, 45-60 dakika	90-150V, 60-90 dakika	100-150V, 60-90 dakika
Bromofenol Mavisi Göçü	~4-5cm/h , 80V	~4-5cm/h , 90V	~4-7cm/h , 90-150V	~4-6cm/h , 100-150V
Sipariş İle İlgili Bilgiler Tüm Yatay Jel Tankı Modelleri bir jel tankı ,kapak ve güç kabloları, numune tarakları yükleme klavuzları ve döküm barajları içerir. (MSMINIONE güç kaynağı da içerir). Ek aksesuarlar sipariş edilen katalog koduna bağlıdır. MSMINI7 yukarıdakilere ek olarak 1x 7x7cm UV Tray de içerir.	MSMINI7 , 7 x 7cm UV Tray MSMINI10 , 7 x 10cm UV Tray MSMINIDUO , 7 x 7cm ve 7 x 10cm UV Tray 2 x 8 numune tarağı, yükleme klavuzları ve döküm barajları	MSMIDI7 , 10 x 7cm UV Tray MSMIDI10 , 10 x 10cm UV Tray MSMIDIDUO , 10 x 7cm ve 10 x 10cm UV Tray 2 x 16 numune tarağı, yükleme klavuzları ve döküm barajları	MSCHOICE7 , 15 x 7cm UV Tray MSCHOICE10 , 15 x 10cm UV Tray MSCHOICE15 , 15 x 15cm UV Tray MSCHOICETRIO , 15 x 7cm, 15 x 10cm ve 15 x 15cm UV Tray 2 x 20 numune tarağı, yükleme klavuzları ve döküm barajları	MSCHOICEST20 , 15 x 20cm UV Tray MSCHOICEST25 , 15 x 25cm UV Tray 4 x 28 numune tarağı
† Maksimum numune kapasitesine ulaşmak için ek taraklar gerekebilir			* multiSUB traylerinin aynı uzunlukta (e.g. two MS7-UV7) olduğunu ve yanyana düzenlendiğini varsayar.	