



MSMAXI	MSSCREEN	miniRAPIDE	MSMIDI96	miniONE
RFLP analizi southern ve northern blotting hazırlıkları ve 550' ye kadar numuneyle yüksek verimli analizler için uygundur.	Yüksek numune sayısıyla maksimum verim için standart olarak çok kanal uyumlu taraklar dahildir. Mükemmel çözünürlük ve çalışma uzunluğu ile tek seferde 96 kuyucuklu plakanın tamamını tarar.	için ultra kompakt ,bağımsız bir sistem Rutin moleküler biyoloji prüsedürleri ve numunelerin hızlı kontrolleri için ultra kompakt ,bağımsız bir sistem. Tampon ve jel hacimleri akış ve ayırma hızını maksimize edebilmek için minimumda tutuldu. Dirket gel görüntüleme için UV geçirgendir.	96 kuyucuk veya PCR plate'i hızla tarar. 1.8cmlik çalışma uzunluğuna sahip çok kanallı pipet yüklemesi ,numunelerin 30 dakikadan kısa sürede çözülmesine olanak tanır. Uzatılmış çalışma uzunluğu için esnek versiyon mevcuttur.	Hepsi birarada güç kaynağı ve önceden ayarlanmış 3 voltaja sahip jel tankı. Çalışmayı istenilen zamanda durdurmak için dahili zamanlayıcı ve küçük,ekonomik jeller için basit döküm sistemi.
23 x 39.5 x 9cm	28 x 50 x 9cm	15 x 15 x 4cm	12.5 x 22 x 9cm (MSMIDI96) 12.5 x 46.5 x 8cm (MSMIDI96ST)	190 x 130 x 55mm
20x10cm / MS20-UV10 20x15cm / MS20-UV15 20x20cm / MS20-UV20 20x25cm / MS20-UV25	26x16cm / MS26-UV16 26x24cm / MS26-UV24 26x32cm / MS26-UV32	10x8cm / sabit tray	10x12cm / MS10-UV96 10x24cm / MS10- UV96ST	10.5 x 6cm 5 x 6cm
1-200 (20x10cm) 1-350 (20x15cm) 1-450 (20x20cm) 1-550 (20x25cm)	28-336 (26x16cm) 28-504 (26x24cm) 28-672 (26x32cm)	1-40 (10x8cm)	96 numune artı 12 (1 lane) veya 24 (2 strip) Marker kuyucuk	18 (2x 5x6cm); 22 (10.5x6cm)
1200ml	1400ml	50ml	300ml (MSMIDI96) 700ml (MSMIDI96ST)	230ml
0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 1, 2, 4, 10, 16, 20MC, 25, 30, 36, 40MCSS, 50	0.75, 1.0, 1.5, 2.0mm 28MC, 56MCSS	1.0, 1.5mm 1, 4, 8, 12, 16, 20	1.0, 1.5mm 8 + 1x Marker, 8 + 2x Markers	
MSCHOICE ve MSCHOICEST için olduğu gibi	Evet– standart olarak tampon devirdaim portları içerilir	Hayır	Hayır	Hayır
MS20LID-BP				
Evet, 1 çift	Hayır –Belirlenmiş MSSCREEN flexi döküm kabı ile sağlanır;	Hayır - iç döküm kapısı ile sağlanır	Evet	Hayır- Döküm trayleri ile sağlanır.
MS15/20-FC: 1 tray MS26-FC: 1 tray	MS26-FC: 1 tray	Hayır	MSMIDI için sağlanan flexi döküm ile aynı	Hayır
100-150V, 60-90 dakika	100-150V, 90-120 dakika	50V, 30-60 dakika	90V, 15-30 dakika	50V, 30-60 dak.
~4-6.5cm/h , 100-150V	~4-6cm/hr , 100-150V	~4cm/hr , 50V	~4-5cm/hr , 90V	~4cm/hr , 50V
MSMAXI10 , 20 x 10cm UV Tray MSMAXI15 , 20 x 15cm UV Tray MSMAXI20 , 20 x 20cm UV Tray MSMAXI25 , 20 x 25cm UV Tray MSMAXIDUO , 20 x 10 ve 20 x 20cm UV Tray 2 x 20 numune tarakları, yükleme klavızları ve döküm barajları	MSSCREEN16 , 26 x 16cm UV Tray MSSCREEN24 , 26 x 24cm UV Tray MSSCREEN32 , 26 x 32cm UV Tray MSSCREENTRIO , 26 x 16cm, 26 x 24cm and 26 x 32cm UV Trays 6 x 28 numune tarakları, yükleme klavızları ve Flexi döküm kabı	FMMS10 , 10 x 8cm UV Tray 2 x 8 numune tarakları 1.5mm ve döküm barajları	MSMIDI96 , 1 Marker Strip 1.8 cm MSMIDI96/2M , 2 Marker Strip, 1.8 cm run length MSMIDI96ST , 1 Marker Lane, 3.6 cm çalışma uzunluğu MSMIDI96ST/2M , 2 Marker strip, 3.6 cm çalışma uzunluğu 12 x 8 numuneli tarak bloğu	MSMINIONE , 2 x 11x6cm UV Trays, 4 x 5.4x6cm UV Trays 2x Full length combs for 11x6cm UV Trayler için 2x Tam uzunlukta taraklar; 2x Double Comb for 5.4x6cm UV Trayler için 2x Çift tarak ,1x Jel döküm kabı – Büyük , 1x Jel döküm kabı – Küçük